


Activer le mode Confidentiel

Le mode Confidentiel  va renforcer la sécurité et la confidentialité de vos données. Lorsque le mode Confidentiel est activé, vous ne pouvez pas télécharger les médias partagés dans Tableau à la fin de l'appel.


Avant de commencer: Assurez-vous d'être connecté à Internet et à XpertEye. Lorsque vous activez le mode Confidentiel sur votre solution XpertEye Advanced tous les médias sauvegardés sur votre smartphone seront supprimés. Assurez-vous bien de les sauvegarder sur un autre support avant d'activer ce mode.

1. Appuyez sur l'icône **MENU** .




2. Appuyez sur l'icône **Paramètres**  et rendez-vous dans l'onglet **Paramètres XpertEye**.

Activer le mode Confidentiel



3. Dans la section Outils, activez le mode Confidentiel  en appuyant sur l'icône .



4. Lorsque vous activez ce mode, un message apparaît sur l'interface pour vous notifier que tous les médias enregistrés sur votre smartphone seront supprimés. Si vous souhaitez continuer, appuyez sur **ACTIVER**, sinon sur **ANNULER**.

Activer le mode Confidentiel

Remarque :

- Vous ne pouvez pas activer ou désactiver le mode Confidentiel pendant un appel.
- Si vous souhaitez que votre contact active le mode Confidentiel, demandez-lui avant l'appel.
- Si vous souhaitez activer le mode Confidentiel pour un invité, cochez la case correspondante avant d'envoyer l'invitation.