

Activer le mode Confidentiel

Le mode Confidentiel va renforcer la sécurité et la confidentialité de vos données. Lorsque le mode Confidentiel est activé, vous ne pouvez pas télécharger les médias partagés dans Tableau à la fin de l'appel.

Avant de commencer: Assurez-vous d'être connecté à Internet et à XpertEye.

1. Cliquez sur l'icône **MENU** .




2. Cliquez sur l'icône **Paramètres**  et rendez-vous dans l'onglet **Paramètres XpertEye**.



3. Dans la section Outils, activez le mode Confidentiel  **ON** .

Activer le mode Confidentiel



Remarque :

- Vous ne pouvez pas activer ou désactiver le mode Confidentiel pendant un appel.
- Vous ne pouvez pas télécharger les médias partagés pendant un appel en mode Confidentiel.

EMEA

Europe, Moyen-Orient, Afrique
☎ +33 (0)2 55 59 09 22
✉ support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud
☎ (+1) 800 380 6127
✉ support.northamerica@amaxperteye.com

APAC

Asie-Pacifique
☎ (+852) 300 16 030
✉ support.apac@amaxperteye.com

<https://support.amaxperteye.com>

