

# Démarrer un appel One-to-One


Appelez un utilisateur XpertEye dans votre liste de contacts pour partager le flux vidéo de vos lunettes connectées, caméra USB, ou la caméra de votre smartphone.

## Avant de commencer:

- Assurez-vous d'être connecté à Internet et à XpertEye.
- Assurez-vous d'être sur la même région du serveur.

1. Depuis l'onglet **CONTACTS**, démarrez l'appel en appuyant sur l'icône  à côté du nom du contact que vous souhaitez appeler.

**Remarque :** Le contact doit être également en ligne.



2. Débranchez l'appel en appuyant sur l'icône .

# Démarrer un appel One-to-One



3. À la fin de l'appel, appuyez sur l'icône  pour raccrocher.

